

nuevo



TRITON

by INMODE



DIOLAZE *xl* | DIOLAZE *xl* 755/810nm

DIOLAZE *xl* 810/1064nm

Plataforma ultra rápida para depilación

DIOLAZE^{xl}

3 LONGITUDES DE ONDA EN UNA SOLA PLATAFORMA.

La plataforma láser Triton ofrece 3 longitudes de onda diferentes, con emisión simultánea para brindar a las clínicas la capacidad de ofrecer un tratamiento personalizado para cada paciente.

Anteriormente, los láseres tenían que utilizar una potencia más baja o reducir la velocidad del pulso para tratar las pieles más oscuras. Triton optimiza potencia, velocidad y resultados, convirtiéndolo en el dispositivo definitivo para la depilación.



Tecnología

Beneficios

DIOLAZE^{xl}

- » Altamente efectivo
- » Apto para todas las pieles incluso los tipos V y VI
- » Modo "Glide" para acelerar significativamente los tiempos de tratamiento

DIOLAZE^{xl} 755/810nm

- » Más efectivo en vello fino y claro
- » Más efectivo en fototipos I a III
- » Apto para todos los fototipos de piel, color y grosor del vello

DIOLAZE^{xl} 810/1064nm

- » Altamente efectivo y seguro para pieles oscuras
- » Máxima potencia alta

	DIOLAZE ^{xl}	DIOLAZE ^{xl} 755/810nm	DIOLAZE ^{xl} 810/1064nm
Longitud de onda	810nm diodo	755nm/810nm Alejandrita y Diodo	810nm/1064nm Diodo y Nd:Yag
Salida	Longitud de onda simple	Longitud de onda simultánea	Longitud de onda simultánea
Duración del pulso	Hasta 30ms (corto) y hasta 80ms (largo)		
Frecuencia de repetición	Único, 1 pulso por segundo (pps), 2pps, Glide (5pps)		
Enfriamiento	Enfriamiento fuerte para cualquier nivel de energía. Enfriamiento normal para vello superficial		
Fluencia	5-40J/cm ²		

TRITON COMBINA TODO LO NECESARIO PARA UNA EXPERIENCIA DE DEPILACION COMPLETA

Reduzca el número de equipos en su clínica integrando Triton, la plataforma de depilación ultrarápida.

Triton puede abordar todas las preocupaciones de los pacientes de forma segura y efectiva:

- » Vello o piel claro
- » Vello o piel oscuro
- » Vello fino o duro
- » Complexión y grosor medio
- » Vello rebelde
- » Zonas corporales grandes que requieren tratamientos rápidos

Triton unifica todas las longitudes de onda en una única plataforma para tratar todos los tipos de piel y colores de vello de forma eficaz y simultánea.

Ψ MÁS OPCIONES



FORMA®



PLUS®



FRACTORA



BODY *fx*®



MINI *fx*®



VASCULAZE



TRITON

BENEFICIOS GLOBALES

- » Única plataforma del mercado que ofrece tres longitudes de onda simultáneamente
- » Longitudes de onda más utilizadas
- » Tiempos de tratamientos muy rápidos – hasta 6cm² por segundo
- » Frecuencia de repetición muy alta en todas las configuraciones
- » Prácticamente indoloro

TRIPLE ENFRIAMIENTO PARA OFRECER LA MÁXIMA COMODIDAD

- » Pre enfriamiento
- » Enfriamiento paralelo a través de la punta de zafiro
- » Post enfriamiento



“Estaba gratamente sorprendida con los resultados de DiolazeXL. He pasado de depilar mis axilas cada día, a disfrutar de la libertad de tener una piel limpia de pelos”


- CAITLIN, PACIENTE

“¡Impresionado! Vi resultados significativos. Normalmente me depilaba el pecho cada dos semanas, pero después del tratamiento de depilación láser ya no hace falta. Mi pecho está liso y con una apariencia genial”

- ALEX, PACIENTE



DR. J. DIAMOND



DR. D. GOLDBERG

LA DEPILACIÓN CON LÁSER ES EL TRATAMIENTO ESTÉTICO MÁS DEMANDADO DEL MUNDO

Hoy en día 80 millones de mujeres gastan más de 500 millones de dólares en depilación con cera y otros tratamientos de depilación. Este mercado podría significar aumentos astronómicos en ingresos ofreciendo a los pacientes opciones para la depilación rápidas, seguras y sencillas con Triton.



I N M O D E

WWW.INMODEMD.ES